

LINHA ODONTOLÓGICA
CATÁLOGO | DEZEMBRO 2025

INFINITY®
BLACK EDITION



Exclusividade em cada detalhe

Olsen
olsen.odo.br

SIENA® TITANIUM

SI MSP

R\$ 38.350,00

10X DE R\$3.835,00
NO CARTÃO DE CRÉDITO

Imagens meramente ilustrativas



olsen_oficial

BRINDES

MÓDULO AUXILIAR
(BRAÇO EXTENSOR)

MOCHO PROFISSIONAL

ESTOFAMENTO EM COURO
LEGÍTIMO (OPCIONAL)

OPCIONAIS

ESTOFAMENTO EM COURO	R\$5.460,00	MASSAGEADOR	R\$2.660,00	REFLETOR PREMIUM (LED) COM SENSOR	R\$2.800,00
FOTOPOLIMERIZADOR VALO SEM FIO	R\$7.500,00	MICRO MOTOR ELÉTRICO BIEN-AIR COM PAD E FIBRA ÓPTICA + CONTRA ÂNGULO 1:5	R\$23.805,00	REFLETOR VARY 8 (LED) COM SENSOR	R\$4.950,00
KIT COMFORT AIR JET, THERMO COMFORT E MASSAGEADOR	R\$5.100,00	MICRO MOTOR ELETRÔNICO OLSEN COM PAD E FIBRA ÓPTICA SEM CONTRA ÂNGULO	R\$10.500,00	REFLETOR DUAL COLOR (LED) COM SENSOR	R\$930,00
KIT DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO	R\$5.470,00			SUPORTE PARA MONITOR	R\$1.450,00
				SISTEMA AUTOMÁTICO DE ÁGUA DA REDE	R\$2.370,00

CONFIGURAÇÃO DE SÉRIE

Cadeira: Estofamento em PVC Cinza 3D, 3 posições de trabalho programáveis, volta a zero automático, cabeceira multiarticulada, braço direito escamoteável, posição de emergência (-5° de encosto), articulação do assento e encosto na linha do acetábulo.

Equipo: Acoplado ou kart, braço flex com travamento pneumático, 1 seringa triplice, 2 terminais para alta rotação Borden, 1 terminal para baixa rotação Borden com refrigeração por spray, sistema Touch, pedal progressivo para acionamento das pontas, bandeja única em inox, sistema antirrefluxo, válvula antirretroação, filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos.

Refletor Concept Plus LED com sensor: Intensidade variável, acionamento por sensor, On/Off no pedal, espelho multifacetado, braço balanceado com mola, puxador lateral duplo.

Unidade Auxiliar: Rebatível 90°, acionamento da água da cuba no pedal com timer, cuba poliéster removível cor cinza.

Módulo Auxiliar: 2 sugadores Venturi, ou 1 sugador Venturi e 1 kit de sugador para bomba a vácuo, ou 1 sugador Venturi e 1 sugador Vórtice alta potência pneumático.

LÓGIC® WHITE EDITION

SI MSP

R\$ 55.660,00

10X DE R\$5.566,00
NO CARTÃO DE CRÉDITO

Imagens meramente ilustrativas



olsen_oficial

BRINDES

MÓDULO AUXILIAR
(BRAÇO EXTENSOR)

MOCHO SINCRONIZADO

OPCIONAIS

FOTOPOLIMERIZADOR VALO SEM FIO	R\$7.500,00	MASSAGEADOR	R\$2.660,00	REFLETOR DUAL COLOR (LED) COM SENSOR	R\$930,00
KIT COMFORT AIR JET, THERMO COMFORT E MASSAGEADOR	R\$5.100,00	MICRO MOTOR ELÉTRICO BIEN-AIR COM PAD E FIBRA ÓPTICA + CONTRA ÂNGULO 1:5	R\$23.805,00	SISTEMA E-TECH *SOMENTE NO EQUIPO ACOPLADO	R\$2.575,00
MICRO MOTOR ELETRÔNICO OLSEN COM PAD E FIBRA ÓPTICA SEM CONTRA ÂNGULO	R\$10.500,00	REFLETOR PREMIUM (LED) COM SENSOR	R\$2.800,00	SUPORTE PARA MONITOR	R\$1.450,00
		REFLETOR VARY 8 (LED) COM SENSOR	R\$4.950,00	SISTEMA AUTOMÁTICO DE ÁGUA DA REDE	R\$2.370,00

CONFIGURAÇÃO DE SÉRIE

Cadeira: Estofamento em couro legítimo, 3 posições de trabalho programáveis, posição de cuspir, volta a zero automático, cabeceira Press Click, braço direito escamoteável, posição de emergência (-5° de encosto), articulação do assento e encosto na linha do acetábulo.

Equipo: Acoplado ou kart, braço flex com travamento pneumático capacitivo, kit ultrassom LED e jato de bicarbonato, 1 seringa tríplex, 2 terminais para alta rotação Borden, 1 terminal para baixa rotação Borden com refrigeração por spray, sistema touch, pedal progressivo para acionamento das pontas, bandeja única em inox, sistema antirrefluxo, válvula antirretração, filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos.

Unidade Auxiliar: Rebatível 90°, acionamento da água da cuba no pedal com timer, cuba poliéster removível cor branca.

Módulo Auxiliar: 2 sugadores Venturi, ou 1 sugador Venturi e 1 kit de sugador para bomba a vácuo, ou 1 sugador Venturi e 1 sugador Vórtice alta potência pneumático.

Refletor Concept Plus LED com sensor: Intensidade variável, acionamento por sensor, On/Off no pedal, espelho multifacetado, braço balanceado com mola, puxador lateral duplo.

SIENA® WHITE EDITION

SI M SP

R\$ 30.825,00

10X DE R\$3.082,50
NO CARTÃO DE CRÉDITO

Imagens meramente ilustrativas



olsen_oficial

BRINDE

MOCHO PROFISSIONAL

OPCIONAIS

ESTOFAMENTO EM COURO	R\$5.460,00	MASSAGEADOR	R\$2.660,00	MÓDULO AUXILIAR	R\$1.865,00
FOTOPOLIMERIZADOR VALO SEM FIO	R\$7.500,00	MICRO MOTOR ELÉTRICO BIEN-AIR COM PAD E FIBRA ÓPTICA + CONTRA ÂNGULO 1:5	R\$23.805,00	REFLETOR PREMIUM (LED) COM SENSOR	R\$2.800,00
KIT COMFORT AIR JET, THERMO COMFORT E MASSAGEADOR	R\$5.100,00	MICRO MOTOR ELETRÔNICO OLSEN COM PAD E FIBRA ÓPTICA SEM CONTRA ÂNGULO	R\$10.500,00	REFLETOR VARY 8 (LED) COM SENSOR	R\$4.950,00
KIT ULTRASSOM PIEZO E JATO DE BICARBONATO	R\$5.470,00			REFLETOR DUAL COLOR (LED) COM SENSOR	R\$930,00
				SUORTE PARA MONITOR	R\$1.450,00
				SISTEMA AUTOMÁTICO DE ÁGUA DA REDE	R\$2.370,00

CONFIGURAÇÃO DE SÉRIE

Cadeira: Estofamento em PVC, 3 posições de trabalho programáveis, volta a zero automático, cabeceira multiarticulada, braço direito escamoteável, posição de emergência (-5° de encosto), articulação do assento e encosto na linha do acetábulo.

Equipo: Acoplado ou kart, braço flex com travamento pneumático, 1 seringa triplice, 2 terminais para alta rotação Borden, 1 terminal para baixa rotação Borden com refrigeração por spray, sistema touch, pedal progressivo para acionamento das pontas, bandeja única em inox, sistema antirrefluxo, válvula antirretração, filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos.

Unidade Auxiliar: Rebatível 90°, acionamento da água da cuba no pedal com timer, cuba poliéster removível cor branca, 2 sugadores Venturi, ou 1 sugador Venturi e 1 kit de sugador para bomba a vácuo, ou 1 sugador Venturi e 1 sugador Vórtice alta potência pneumático.

Refletor Concept Plus LED com sensor: Intensidade variável, acionamento por sensor, On/Off no pedal, espelho multifacetado, braço balanceado com mola, puxador lateral duplo.

SPRINT® BLACK EDITION

R\$ 27.480,00

10X DE R\$2.748,00
NO CARTÃO DE CRÉDITO

Imagens meramente ilustrativas



olsen_oficial

BRINDES

2º SUGADOR VORTICE OU
SUGADOR P/ BOMBA A VÁCUO

MÓDULO AUXILIAR
(BRAÇO EXTENSOR)

MOCHO SPRINT

ESTOFAMENTO EM COURO
LEGÍTIMO (OPCIONAL)

OPCIONAIS

ESTOFAMENTO EM COURO	R\$5.460,00	MASSAGEADOR	R\$2.660,00	REFLETOR VARY 8 (LED) COM SENSOR	R\$4.950,00
FOTOPOLIMERIZADOR VALO SEM FIO	R\$7.500,00	MICRO MOTOR ELÉTRICO BIEN-AIR COM PAD E FIBRA ÓPTICA + CONTRA ÂNGULO 1:5	R\$23.805,00	REFLETOR DUAL COLOR (LED) COM SENSOR	R\$930,00
FOTOPOLIMERIZADOR OLSEN COM FIO	R\$2.370,00	MICRO MOTOR ELETRÔNICO OLSEN COM PAD E FIBRA ÓPTICA SEM CONTRA ÂNGULO	R\$10.500,00	SUORTE PARA MONITOR	R\$1.450,00
KIT COMFORT AIR JET, THERMO COMFORT E MASSAGEADOR	R\$5.100,00	REFLETOR PREMIUM (LED) COM SENSOR	R\$2.800,00	SISTEMA AUTOMÁTICO DE ÁGUA DA REDE	R\$2.370,00
KIT ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO	R\$5.470,00			TERMINAL EXTRA 4ª PONTA NO EQUIPO	R\$1.598,00

CONFIGURAÇÃO DE SÉRIE

Cadeira: Estofamento em PVC Preto 3D, 3 posições de trabalho programáveis, volta a zero automático, cabeceira multiarticulada, braço direito escamoteável, posição de emergência (-5° de encosto), articulação do assento e encosto na linha do acetábulo.

Equipo: Acoplado ou kart, braço flex pneumático, 1 seringa tríplice, 1 terminal para alta rotação Borden, 1 terminal para baixa rotação Borden, pedal progressivo para acionamento das pontas, bandeja única em inox, sistema antirrefluxo, válvula antirretração, filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos.

Unidade Auxiliar: Rebatível 90°, acionamento da água da cuba no pedal com timer, cuba poliéster removível cor preta.

Módulo Auxiliar: 2 sugadores Venturi, ou 1 sugador Venturi e 1 kit de sugador para bomba a vácuo, ou 1 sugador Venturi e 1 sugador Vórtice alta potência pneumático.

Refletor Concept Plus LED com sensor: Intensidade variável, acionamento por sensor, On/Off no pedal, espelho multifacetado, braço balanceado com mola, puxador lateral duplo.

SPRINT® WHITE EDITION

Imagens meramente ilustrativas

R\$ 21.135,00

10X DE R\$2.113,50
NO CARTÃO DE CRÉDITO



BRINDES

2º SUGADOR VORTICE OU
SUGADOR P/ BOMBA A VÁCUO

MOCHO SPRINT

OPCIONAIS

BRAÇO ESCAMOTEÁVEL	R\$1.450,00	KIT COMFORT AIR JET, THERMO COMFORT E MASSAGEADOR	R\$5.100,00	REFLETOR PREMIUM (LED) COM SENSOR	R\$2.800,00
BRAÇO FLEX PNEUMÁTICO	R\$1.030,00	MASSAGEADOR	R\$2.660,00	REFLETOR VARY 8 (LED) COM SENSOR	R\$4.950,00
CABECEIRA MULTIARTICULADA	R\$1.450,00	MICRO MOTOR ELÉTRICO BIEN-AIR COM PAD E FIBRA ÓPTICA + CONTRA ÂNGULO 1:5	R\$23.805,00	REFLETOR DUAL COLOR (LED) COM SENSOR	R\$1.900,00
ESTOFAMENTO EM COURO	R\$5.460,00	MICRO MOTOR ELETRÔNICO OLSEN COM PAD E FIBRA ÓPTICA SEM CONTRA ÂNGULO	R\$10.500,00	REFLETOR CONCEPT PLUS (LED) COM SENSOR	R\$900,00
FOTOPOLIMERIZADOR VALO SEM FIO	R\$7.500,00	MÓDULO AUXILIAR	R\$1.865,00	SISTEMA AUTOMÁTICO DE ÁGUA DA REDE	R\$2.370,00
FOTOPOLIMERIZADOR OLSEN COM FIO	R\$2.370,00			SUPORTE PARA MONITOR	R\$1.450,00
KIT ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO	R\$5.470,00			TERMINAL EXTRA 4ª PONTA NO EQUIPO	R\$1.598,00

CONFIGURAÇÃO DE SÉRIE

Cadeira: Estofamento em PVC, 3 posições de trabalho programáveis, volta a zero automático, cabeceira articulada, braço direito fixo, posição de emergência (-5° de encosto), articulação do assento e encosto na linha do acetábulo.

Equipo: Acoplado ou kart, braço biarticulado mecânico, 1 seringa triplice, 1 terminal para alta rotação Borden, 1 terminal para baixa rotação Borden, pedal progressivo para acionamento das pontas, bandeja única em inox, sistema antirrefluxo, válvula antirretração, filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos.

Unidade Auxiliar: Rebatível 90°, acionamento da água da cuba no pedal com timer, cuba poliéster removível cor branca, 1 sugador Venturi.

Refletor Evolution LED: Intensidade variável, On/Off no pedal, estrutura em polímero injetado.

PERFORMANCE®

R\$ 34.536,00

10X DE R\$3.453,60
NO CARTÃO DE CRÉDITO

OPCIONAIS

ESTOFAMENTO EM COURO	R\$5.650,00
EQUIPO KART LOGIC COM 1 TERMINAL DE BR, 2 TERMINAIS DE AR, E 1 SERINGA TRÍPLICE	R\$6.990,00
FOCO DE DIAGNÓSTICO (LED) (TETO OU ACLOPADO)	R\$13.185,00
REFLETOR PREMIUM (LED) COM SENSOR (TETO OU ACLOPADO)	R\$7.760,00
REFLETOR VARY 8 (LED) COM SENSOR (TETO OU ACLOPADO)	R\$8.824,00
REFLETOR DUAL COLOR (LED) COM SENSOR (TETO OU ACLOPADO)	R\$7.600,00
REFLETOR CONCEPT PLUS (LED) COM SENSOR (TETO OU ACLOPADO)	R\$7.000,00
UNIDADE AUX. COM 1 SUGADOR VENTURI OU 1 SUGADOR PARA BOMBA A VÁCUO	R\$3.225,00



Imagens meramente ilustrativas

CONFIGURAÇÃO DE SÉRIE

Mesa: Estofamento em PVC, 6 posições automáticas de trabalho, todas programáveis via controle de mão ou pedal, posições: emergência, cadeira e maca, movimentos de altura, encosto, apoio de pernas e volta a zero, movimentos acionados por motorreductor BOSCH (isento de óleo), 4 rodízios, sendo 2 fixos e 2 giratórios, com sistema de travamento.

Itens de linha: Mesa Performance 3 motores, apoio para braços intercambiáveis, cabeceira multiarticulada ou cabeceira com recorte e traveseiro ou cabeceira sem recorte e traveseiro.

BRINDES

BANDEJA EM INOX

MASSAGEADOR

Os instrumentos de mão não fazem parte dos equipamentos
Imagens meramente ilustrativas | Registro ANVISA N°10281300009



ESTOFAMENTO EM COURO LEGÍTIMO (OPCIONAL)

FOCO DIAGNÓSTICO LED (OPCIONAL)

R\$2.000,00 6X NO CARTÃO

KIT PROFISSIONAL

1 TURBINA AR PUSH BUTTON, 1 CONTRA ÂNGULO 1:1, 1 PEÇA RETA 1:1, 1 MICRO MOTOR PNEUMÁTICO


BRINDE: 1 CONTRA ÂNGULO 1:1 ADICIONAL

R\$2.530,00 6X NO CARTÃO

KIT PROFISSIONAL C/LED

1 TURBINA AR PUSH BUTTON LED DINAMO, 1 CONTRA ÂNGULO 1:1, 1 PEÇA RETA 1:1, 1 MICROMOTOR PNEUMÁTICO

BRINDE: 1 CONTRA ÂNGULO 1:1 ADICIONAL



R\$11.960,00

10X NO CARTÃO

COMPRESSOR 9/30
110V OU 220V COM
CAIXA ACÚSTICA OLSEN



RAIOS X Δ PICE HIGH

R\$18.547,00

**10X DE R\$1.854,70
NO CARTÃO DE CRÉDITO**

EXCLUSIVO

CÂMARA SECA.

CÂMARA DE ALTA
POTÊNCIA ISENTA
DE ÓLEO

EXCLUSIVO

SISTEMA DE POSICIONAMENTO ÓPTICO

PAINEL DE COMANDOS INTUITIVO



VERSÃO DE **COLUNA**

VERSÃO DE **PAREDE**

Imagens meramente ilustrativas | Registro ANVISA Nº10281300021



Olsen
EXPERIENCE

Escaneie o QR Code
e visite o nosso site

Filiais Olsen

FILIAL AL | Maceió
(82) 99623-0071
vendas.mc@olsen.odo.br

FILIAL BA | Salvador
(71) 3901-1128 / (71) 99628-8360
vendas.ba@olsen.odo.br

FILIAL CE | Fortaleza
(85) 2136-0976 / (85) 98210-8700
vendas.ce@olsen.odo.br

FILIAL CE | Juazeiro do Norte
(88) 99638-0020
vendas.jn@olsen.odo.br

FILIAL DF | Brasília
(61) 98283-0021
vendas.df@olsen.odo.br

FILIAL ES | Vitória
(27) 3100-8272 / (27) 99845-1280
vendas.es@olsen.odo.br

FILIAL MG | Belo Horizonte
(31) 3080-2133 / (31) 99242-1043
vendas.mg@olsen.odo.br

FILIAL PB | João Pessoa
(83) 99854-0021 / (83) 2179-4050
vendas.pb@olsen.odo.br

FILIAL PE | Recife
(81) 3204-9308 / (81) 98199-0064
vendas.pe@olsen.odo.br

FILIAL PR | Curitiba
(41) 3013-1015 / (41) 99628-0912
vendas.pr@olsen.odo.br

FILIAL RJ | Rio de Janeiro
(21) 3738-9240 / (21) 99681-6194
vendas.rj@olsen.odo.br

FILIAL RN | Natal
(84) 2226-4174 / (84) 98150-9004
vendas.rn@olsen.odo.br

FILIAL RS | Porto Alegre
(51) 3516-0211 / (51) 99643-4871
vendas.rs@olsen.odo.br

FILIAL SC | Florianópolis
(48) 2106-6000 / (48) 99179-9429
vendas.sc@olsen.odo.br

FILIAL SC | Joinville
(47) 3030-3332 / (47) 99147-7307
vendas.jlle@olsen.odo.br

FILIAL SP | ABC Paulista
(11) 94655-0075
vendas.abc@olsen.odo.br

FILIAL SP | Campinas
(19) 3234-0034 / (19) 98335-0090
vendas.camp@olsen.odo.br

FILIAL SP | Guarulhos
(11) 96836-1756
vendas.gru@olsen.odo.br

FILIAL SP | Mooca
(11) 94655-0073
vendas.filialmoocasp@olsen.odo.br

FILIAL SP | Osasco
(11) 5412-0633 / (11) 99325-5466
vendas.os@olsen.odo.br

FILIAL SP | Ribeirão Preto
(16) 3237-4300 / (16) 99769-1981
vendas.rp@olsen.odo.br

FILIAL SP | Santos
(13) 2138-4207 / (13) 98217-4170
vendas.santos@olsen.odo.br

FILIAL SP | São Paulo
(11) 99829-6003 / (11) 3539-3944
vendas.sp@olsen.odo.br

FILIAL SP | Sorocaba
(15) 99755-1747
vendas.sb@olsen.odo.br



**Sempre tem uma
Olsen perto de você**

As imagens são meramente ilustrativas. E, as cores podem sofrer alterações devido ao sistema digital. As imagens também podem conter alguns itens opcionais que não fazem parte da configuração inicial do produto. Os instrumentos de mão não fazem parte dos equipamentos. A Olsen se reserva ao direito de realizar alterações no design e nas especificações dos equipamentos sem aviso prévio. Crédito sujeito à aprovação da instituição financeira. Parcelamento sujeito à aprovação de crédito. Frete cortesia para equipamentos odontológicos entregues em horário comercial, exceto nas regiões AM, AP, AC, RO, PA, RR, TO. Frete para periféricos deve ser consultado de acordo com a região. Consulte um vendedor para mais informações. Preços válidos até 30 de Dezembro de 2025, ou enquanto durarem os estoques.